

ANALYS CERTIFIKAT**Datum:** 2019-09**Tillverkare:** LABEX REAGENS AB
Box 22159
250 23 HELSINGBORG**Produktnamn:** DILUENT pH7**Artikel nr:** TV001-002**Lot nr:** 1880**PRODUKTBESKRIVNING:**

DILUENT pH7 är endast avsett för **in vitro diagnostisk användning** på **blodbanks**. Diluent pH7 är lämplig för tvättning av röda blodceller i IAT-teknik eller som spädningsvätska för blod.

DILUENT pH7 är en azid-fri osmotiskt balanserad buffertlösning. Den innehåller fungistatiska och bakteriostatiska komponenter. Alla kemiska komponenter är snabbt nedbrytbara.

Öppnad förpackning bör användas inom 8 veckor om den förvaras i kyl, väl försluten.

Förpackningstyp: 5 L, 10 L Polyeten dunkar**Förvaringstemperatur:** 0-30°C (oöppnad)

0-8°C (öppnad)

Utgångsdatum: 2021-09-30**Aktiva ingredienser:**

Natriumklorid	7,9 g/L
Di-Natrium EDTA	0,3 g/L
Natriumfosfat	1,3 g/L
Natriumfluorid	0,7g/L
2-Fenoxietanol	2,5ml/L

pH: 7,00**Osmolalitet:** 338**Bakt.analys:** <1 CFU/100 ml (Heterotrofa bakt. 22°C 7 dygn)

LABEX REAGENS AB



Gert Johansson