

ANALYS CERTIFIKAT**Datum:** 2021-02

Tillverkare: LABEX REAGENS AB
Box 22159
250 23 HELSINGBORG

Produktnamn: DILUENT pH7

Artikel nr: TV 001, TV 002, TV 003-12

Lot nr: 2024

PRODUKTBESKRIVNING:

DILUENT pH7 är endast avsett för **in vitro diagnostisk användning**. Diluent pH7 är en PBS med konserveringsmedel. DILUENT pH7 har flera användningsområden, bl.a. tvättning av erythrocyter.

DILUENT pH7 är en azid-fri osmotiskt balanserad buffertlösning. Den innehåller fungistatiska och bakteriostatiska komponenter. Alla kemiska komponenter är snabbt nedbrytbara.

Öppnad förpackning bör användas inom 8 veckor om den förvaras i kyl, väl försluten.

Förpackningstyp: 10 L, 5 L, 12x1 L Polyeten dunkar/flaskor

Förvaringstemperatur: 5-30°C (öppnad)
Öppnad förpackning förvaras i kyl.

Utgångsdatum: 2023-02-28

Aktiva ingredienser:

Natriumklorid	7,9 g/L
Di-Natrium EDTA	0,3 g/L
Natriumfosfat	1,3 g/L
Natriumfluorid	0,7g/L
2-Fenoxyetanol	2,5ml/L

pH: 7,00

Osmolalitet: 337

Bakt.analys: <1 CFU/100 ml (Heterotrofa bakt. 22°C 7 dygn)

LABEX REAGENS AB

Gert Johansson