



Life in
focus.

ID-Centrifuge L

Multifunktionell centrifug, speciellt utvecklad för att hantera både provrör och ID-Kort.

Egenskaper

- Centrifug med möjlighet att centrifugera både provrör och ID-Kort.
- Automatisk avkänning av rotortyp.
- Väljer automatiskt korrekt program.
- Rotor avsedd för centrifugering av ID-Kort efter transport med anpassat program. (5 minuter vid 85 g.)
- Med kapacitet till 28 provrör.
- Användarvänlig touch screen.
- 4 kompatibla centrifughuvuden.
- Möjligt att välja lokalt språk.
- CE-märkt enligt IVD direktiv 98/79 EC.

Art nr

009201 ID Centrifuge L1 enhet
 009410 Tillbehör, huvud för 24 ID-Kort1 enhet
 009415 Tillbehör, huvud för 28 provrör1 enhet
 009413 Tillbehör, huvud för 12 provrör1 enhet
 009414 Tillbehör, huvud för 2 rack1 enhet

LABEX
 OF SCANDINAVIA

SVENSKA LABEX AB
 Tfn. +46 (0)42 324 000
 Ekslingan 6 SE-254 67 Helsingborg
 www.labex.com



SWEDISH
 LABTECH



Tillbehör



Huvud 24 ID-Kort



Huvud 28 provrör



Huvud 12 provrör



Huvud 2 rack (ID-Kort)

Teknisk data

Dimensioner

Bredd: 380 mm
 Höjd: 230 mm
 Djup: 500 mm
 Vikt: 13 kg*
 *)exkl. rotor.

Prestanda

RCF Max: 1000g för provrör
 RCF: 85g för ID-Kort

Elektronisk data

Volt: 110-240 V
 Frekvens: 50/60 Hz