

Artikelnr	Benämning	Beskrivning
72386	HIV Blodscreening	Genscreen Ultra HIV Ag/Ab EI för påvisning av HIV antigen och antikroppar.
71120	HIV Blodscreening	Genscreen HIV-1 Ag EIA för påvisning av enbart antigen.
72278	HIV Blodscreening	Genscreen HIV 1-2 Version 2 för påvisning av enbart antikroppar.
72327	HIV Snabbtest	Genie Fast HIV 1 / 2 Assay 25 tester
72330	HIV Snabbtest	Genie Fast HIV 1 / 2 Assay 50 tester
72347	HIV Snabbtest	Genie Fast HIV 1 / 2 Assay 25 tests with fingerstick.
72357	HIV Snabbtest	Microsafe 50 x 80 myl
72378	HIV Snabbtest	Lancet box 200
72377	HIV Snabbtest	Alcohol Swabs box 200
92500	HIV Snabbtest	Genie Fast HIV 1 / 2 Adapter
72481	Hepatit A	Kvantitering av totala antikroppar i serum eller plasma med Monolisa™ Total Anti-HAV IPLUS Assay.
72491	Hepatit A	Kvalitativ detektion av IgM-antikroppar med Monolisa™ HAV IgM PLUS och används för diagnos av sjukdomen på ett tidigt stadium.
72346	Hepatit B	Monolisa™ HBs Ag ULTRA är en kvalitativ immunoassay för detektion av membranantigen hos hepatit B virus (HbsAg). Testet är avsett för diagnostik och screening av blodgivare.
72408	Hepatit B	Monolisa™ HBs Ag ULTRA Confirmatory assay är ett konfirmerande test av HbsAg för prover som funnits positiva med den kvalitativa assayen.
72566	Hepatit B	Monolisa™ Anti-HBs PLUS är en immunoassay för analys av totalt membranbundet hepatit B antigen (anti-HBs) i serum eller plasma.
72315	Hepatit B	Monolisa™ Anti-HBc PLUS är en indirekt ELISA för detektion av totala antikroppar mot kärnan av Hepatit B virus (Anti-HBc) i serum eller plasma.
72382	Hepatit B	Monolisa™ HBc IgM PLUS assay bestämmer kvalitativt IgM-antikroppar (Anti-HBc).
72396	Hepatit B	Monolisa Hbe Ag-Ab PLUS medger en kvalitativ bestämning av både HbeAg och Anti-Hbe.
72561	Hepatit C	Monolisa™ HCV Ag-Ab ULTRA V2 är utvecklad för maximal känslighet utan att förlora i specificitet.
72340	Hepatit C	Monolisa™ Anti-HCV PLUS är en immunoassay för kvalitativ påvisning av antikroppar mot HCV i serum eller plasma.
72320	Hepatit C	Deciscan HCV PLUS assay är en immunoblot för påvisande och identifiering av specifika HCV antikroppar i serum eller plasma.
56439	Hepatit D	ETI-DELTA-2 Assay är en kvalitativ HDVAg assay för serum eller plasma.
56440	Hepatit D	ETI-DELTA-IGMK-2 Assay är för kvalitativ analys av HDVIgM i serum eller plasma.
56438	Hepatit D	ETI-AB-DELTA-2 Assay är avsedd för kvalitativ analys av HDVTotal.
32514	Legionella pneumofila	MonoFluo™ Legionella pneumophila IFA testkit,kit för påvisande av Legionella antigen i urin, dessutom med en immunofluorescencemetod för konfirmering av resultat.
72686	Measles	Platelia™ Measles IgG för påvisande av tidigare infektion av mässlingvirus.
72687	Measles	Platelia™ Measles IgM för diagnos av ny infektion.
72688	Mumps	Platelia Mumps IgG, ELISA-kit för diagnos av tidig infektion av påssjuka (mumps) genom påvisande av IgG mot viruset.
72689	Mumps	Platelia Mumps IgM, ELISA-kit för diagnos av tidig infektion av påssjuka (mumps) genom påvisande av IgM mot viruset.
72851	Rubella	Platelia™ Rubella IgM, test för diagnos av IgM mot rubella virus.
72580	Rubella	Platelia Rubella IgG, test för diagnos av IgG mot rubella virus.
72684	Varicella Zoster virus	Platelia™ VZV IgG, test.
72685	Varicella Zoster virus	Platelia™ VZV IgM test.
30704	Klamydia	Pathfinder Chlamydia DFA ger ett svar på förekomst av antigen inom 15 minuter.
72520	Syfilis	Syphilis IgM EIA, ELISA-kit för diagnostik av IgM antikroppar riktade mot T. pallidum.
62794	Aspergilliosis	Platelia Aspergillus Ag, för detektering av Aspergillus galactomannan antigen i serum hos vuxna och barn samt BAL hos vuxna.
62783	Aspergilliosis	Platelia Aspergillus IgG, för detektering av anti-Aspergillus IgG i serum eller plasma.
62784	Candida	Platelia Candida Ag Plus, för detektering av Candida mannan antigen i serum eller plasma.
62785	Candida	Platelia Candida Ab Plus, för detektering av Candida anti-mannan antikroppar i serum eller plasma.
63231	Brucellosis	Brucella Antigenic Suspension, agglutinationstester för påvisande av IgG (Rose Bengal) i serum.
72523	Brucellosis	Brucella IgG, Immunoassayer för påvisande av antikroppar i serum.
72524	Brucellosis	Brucella IgM, Immunoassayer för påvisande av antikroppar i serum.
72830	Dengue feber	Platelia™ Dengue NS1 Ag.
72731	Dengue feber	Platelia™ Dengue IgA Capture.
70700	Dengue feber	Dengue NS1 Ag Strip
72526	Malaria	Malaria EIA assay ger en kvalitativ och semikvantitativ detektion av antikroppar mot Plasmodium falciparum, P.vivax, P.Ovale och P. malariae i serum eller plasma.
710024	Malaria	OptiMAL-IT är ett snabbtest för helblod som bygger på detektion av parasit laktatdehydrogenas pLDH. OptiMAL-IT kan särskilja mellan P.falciparum och icke-P.falciparum på endast 20 min.
72810	Cytomegalovirus CMV	Platelia CMV IgG
72810	Cytomegalovirus CMV	Platelia CMV IgM
72680	Cytomegalovirus CMV	Platelia CMV IgG
72681	Cytomegalovirus CMV	Platelia CMV IgM
72521	Cytomegalovirus CMV	CMV Total Antibody EIA Assay 96 tester
72522	Cytomegalovirus CMV	CMV Total Antibody EIA Assay 480 tester
52206	Cytomegalovirus CMV	Monifluo kit CMV använder monoklonala antikroppar för direkt diagnos med immunofluoresens.
72820	Herpes Simplex virus	Platelia™ HSV-1 IgG
72821	Herpes Simplex virus	Platelia™ HSV-2 IgG
72682	Herpes Simplex virus	HSV(1+2) IgG
72683	Herpes Simplex virus	HSV(1+2) IgM
25215	Herpes Simplex virus	Pathfinder™ HSV 1+2 är en monoklonal antikropsassay som kan användas direkt på kliniska prover eller vävnadsceller.
72840	Toxoplasmos	Platelia™ Toxo IgG Assay
72841	Toxoplasmos	Platelia™ Toxo IgM Assay
72737	Toxoplasmos	Platelia™ Toxo IgA Assay
72842	Toxoplasmos	Platelia™ Toxo IgG Avidity Assay
72724	Toxoplasmos	Pastorex™ Toxo
72951	Lyme Borreliosis	Platelia™ Lyme IgM,specifik och känslig metod för screening av Lyme Borreliosis.
72952	Lyme Borreliosis	Platelia™ Lyme IgG, specifik och känslig metod för screening av Lyme Borreliosis.
72778	Helicobacter pylori	Platelia™ H. pylori IgG
4041002	Helicobacter pylori	GAP IgM H Polyori ,Quantitative (TMB)
4043002	Helicobacter pylori	GAP IgA H Polyori, Quantitative (TMB)
710124	Leishmaniasis	IT LEISH påvisning af antistof mod Leishmania spp.